

## Okład ThermoGel 10 x 26cm Z Paskiem



Nasza cena: 40,01 zł

### Opis słownikowy

Producent	Artsana Włochy [It]
Rejestracja	Artykuły medyczne

### Opis produktu

#### Opis

Kompres żelowy wielokrotnego użytku do terapii ciepłem lub zimnem. Idealny w sytuacjach, w których konieczna jest nagła interwencja. Dzięki specjalnemu komfortowemu pokryciu może być stosowany bezpośrednio na skórę.

Polecamy **ThermoGel 10x26** cm także jako wkład chłodzący do torby termoizolacyjnej PiC Solution.

- Włóż do zamrażalnika, aby uzyskać okład zimny.
- Włóż do gorącej wody albo zanurzony w naczyniu z wodą podgrzej w kuchence mikrofalowej, aby uzyskać okład ciepły.
- Postępuj zgodnie z instrukcją użycia znajdującą się w opakowaniu.

#### Zalecenia:

**Terapia zimnem** – ulga przy mniejszych stanach zapalnych (np.: ból zęba), stłuczeniach i urazach (naciągnięte mięśnie, zwichnięcia, nadwyrężenia), oparzeniach, nierozległych zapaleniach skóry. Odpowiednia także na oparzenia przez meduzy, pokrzywy, ugryzienia owadów i podobne podrażnienia (szybkie schłodzenie tkanek skóry zmniejsza przepływ krwi, co ogranicza rozchodzenie się alergenu w organizmie) oraz na oparzenia słoneczne.

Najlepiej trzymać kompres stale w zamrażalniku, żeby zawsze mieć go pod ręką, gotowy do użycia.

**Terapia ciepłem** – ulga w bólach lędźwiowych, rwie kulszowej, bólach mięśni, bólach brzucha (włącznie z bólem spowodowanym złym trawieniem), przy zeszywnieniu stawów, a także w bólach reumatycznych.