

Oral-B nici do mostów Superfloss



Nasza cena: 21,88 zł

Opis słownikowy

Producent	Oral-B Laboratoires Ltd.
Rejestracja	Inne

Opis produktu

Opis

Niść dentystyczna do mostów.

Dawkowanie - Oral-B nici do mostów Superfloss

- Przy pomocy sztywnego końca wprowadź niść i wyczyść zęby, aparat oraz przestrzenie międzyzębowe.
- Aby usunąć płytkę nazębną prowadź niść delikatnym ruchem do przodu i do tyłu.
- Używając odcinka normalnej nici, wyczyść miejsca pod linią dziąseł. Nitkę okręć wokół każdego zęba i ruchami w górę, w dół oczyść jego powierzchnię z płytki nazębnej.

Zęby:

Delikatnie prowadź regularną nitkę pomiędzy zębami oraz poniżej linii dziąseł. Wyczyść przestrzenie poniżej linii dziąseł zgodnie z instrukcją powyżej. Dla każdego zęba używaj czystego kawałka nitki.

Wskazania - Oral-B nici do mostów Superfloss

Mosty, aparaty ortodontyczne, poszerzone przestrzenie międzyzębowe.