

Ciśnieniomierz rodzinny Controly, 1 sztuka



Nasza cena: 129,73 zł

Opis słownikowy

Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Ciśnieniomierz rodzinny Controly, 1 sztuka

Controly Ciśnieniomierz rodzinny Model: B02 to urządzenie medyczne do kontroli ciśnienia krwi oraz pulsu. Wskazany szczególnie dla osób dorosłych cierpiących na nadciśnienie bądź niedociśnienie.

Właściwości

Ciśnieniomierz rodzinny Controly B02 to zaawansowane urządzenie, które pozwala na bieżącą diagnozę niemal w każdych warunkach i miejscu. Dzięki funkcji zapamiętywania ostatnich pomiarów i wygodnemu przełącznikowi A/B z aparatu może korzystać cała rodzina. Wystarczy za pomocą wygodnego przycisku przełączyć użytkownika i przystąpić do badania. Urządzenie zapamięta 240 ostatnich pomiarów, a funkcja MotionSense wykryje niepożądany ruch zaburzający wyniki i poinformuje o konieczności powtórzenia czynności. Dodatkowa funkcja 3-krotnego pomiaru ciśnienia - pokaże średnią z 3 pomiarów (STS SmarTestResult). Sam proces badania jest wyjątkowo prosty. Wystarczy usiąść wygodnie, założyć mankiet i nacisnąć przycisk Start. Urządzenie dokona pomiaru i wskaże wyniki naszego ciśnienia. Dodatkowo poinformuje o zagrożeniu arytmii serca.

Specyfikacja techniczna

- Waga: 290 g
- Wyświetlacz LCD: 78 mm x 48 mm
- Wymiary: 118 (dł.) x 110 (szer.) x 52 (wys.) mm
- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- Czujnik ciśnienia: pojemnościowy

- Zakres pomiarowy: 0-280 mmHg
- Puls: 40 do 199 uderzeń na minutę
- Zakres ciśnienia mankietu: 0–299 mmHg
- Pamięć: automatycznie przechowuje 120 ostatnich wyników dla 2 użytkowników (łącznie 240)
- Dokładność wyświetlania: 1 mmHg
- Dokładność pomiarowa: ciśnienie ± 3 mmHg / puls $\pm 5\%$
- Źródło zasilania: 4 baterie AAA 1,5 V lub zasilacz micro USB 5-6V, 600 mA (opcjonalnie)
- Akcesoria: szeroki mankiet 22 - 40 cm (8,7" – 15,7")
- Automatyczne wyłączenie: po 30 sekundach
- Gwarancja: 5 lat door to door

Warunki działania

- temperatura: 5°C do 40°C;
- wilgotność: 15% do 93% RH;
- ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa – 106 kPa

Warunki przechowywania i transportu

- temperatura: -25°C do 70°C;
- wilgotność: 10% do 93% RH;
- ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa – 106 kPa

Stosowanie

Stosować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania. W celu osiągnięcia jak najdokładniejszych wyników zaleca się dokonywanie pomiarów o tej samej porze dnia i unikanie bezpośrednio przed badaniem jedzenia, tytoniu oraz wysiłku fizycznego i psychicznego, które mogą zaburzać ostateczny wynik.

Zawartość opakowania

- 1 x ciśnieniomierz,
- 1 x mankiet,
- 1 x pokrowiec,
- 1 x instrukcja obsługi,
- 1 x karta gwarancyjna,
- 4 x baterie AAA

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.