

# Corega Max Mocowanie+Osłona o smaku miętowym, krem mocujący do protez, 40g



Nasza cena: 20,92 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	KREM
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## Corega Max Mocowanie+Osłona o smaku miętowym, krem mocujący do protez, 40g

### Właściwości

- **NAJSILNIEJSZE MOCOWANIE:** Najsilniejsza metoda mocowania protez – odpowiednia do protez częściowych i całkowitych. Jedz to, co naprawdę lubisz!
- **OSŁONA:** Dokładnie osłania brzegi protezy, zapewniając pięciokrotnie lepszą ochronę przed przedostawaniem się drobinek pokarmu pod protezę.
- **PRECYZYJNA APLIKACJA:** Precyzyjny aplikator umożliwiający równe nałożenie produktu pomaga nanieść jego odpowiednią ilość.
- **JEDZENIE BEZ OBAW:** Mocowanie do 12 godzin. Jedz to, na co masz ochotę.
- **MIĘTOWY SMAK:** Pomaga utrzymać uczucie świeżości przez długi czas.
- **WIODĄCA GAMA PRODUKTÓW DO CZYSZCZENIA PROTEZ NA ŚWIECIE:** Jeszcze lepiej dbaj o higienę jamy ustnej, dzięki produktom do czyszczenia protez zębowych Corega. Tabletki do czyszczenia protez marki Corega zabijają dziesięciokrotnie więcej bakterii niż zwykła pasta do zębów.

### Szczegóły produktu

Tubka zawierająca 40 g kremu do mocowania protez zębowych bez dodatku aromatów i barwników, wyposażona w precyzyjny aplikator. Teksturowe opakowanie wykonane z materiału z recyklingu, które można poddać dalszemu recyklingowi.

### Stosowanie

Po prostu oczyść i osusz protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe! Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezę.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.