

Haczyki do wykręcania kleszczy Tick Twister 2 haczyki w zestawie



Nasza cena: 8,98 zł

Opis słownikowy

Producent	H3D Francja [Fr]
Rejestracja	Inne

Opis produktu

Opis

Haczyk O'TOM® / Tick Twister® jest specjalnie opracowanym przyrządem do usuwania kleszczy pasożytujących na skórze zwierząt i ludzi.

- Usuwa wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość (od 1/10 mm) i umiejscowienie.
- Nie urywa i nie pozostawia w skórze hypostomu kleszcza.
- Nie ściska odwłoka kleszcza, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami (choroba z Lyme/borelioza, zapalenie mózgu, piropłazmoza/babeszjoza...).
- Nie wymaga wspomaganie produktami chemicznymi (alkohol, eter...) ani żadnymi innymi (tłuszcz, krem ...).
- Usuwa kleszcza szybko, łatwo i bez bólu.
- Jest niełamliwy, wytrzymały i można go używać w nieskończoność.

DLACZEGO TAK WAŻNE JEST USUNIĘCIE KLESZCZA?

Kleszcze są pasożytami, które żywią się krwią zwierząt i ludzi. W czasie tego „posiłku” kleszcze mogą wprowadzić do ciała żywiciela groźne choroby, gdyż część kleszczy jest nosicielami czynników chorobotwórczych (bakterie, pasożyty...). Niestety, ilość kleszczy nosicieli w ostatnich latach znacznie wzrosła.

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia chorobą, kleszcze muszą zostać usunięte ze skóry najszybciej jak to możliwe, bez urwania hypostomu*, bez ściskania ciała kleszcza, drażnienia go lub zabijania przed wyciągnięciem.

Można ograniczyć ilość ukąszeń przez kleszcze używając chemicznych środków odstrasżających, jednak nie chronią one w 100%; wszyscy właściciele zwierząt, turyści, itd. ... powinni mieć pod ręką skuteczny przyrząd do usuwania kleszczy.

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia chorobą, kleszcze muszą zostać usunięte ze skóry najszybciej jak to możliwe, bez urwania hypostomu, bez ściskania ciała kleszcza, drażnienia go lub zabijania przed wyciągnięciem.

Można ograniczyć ilość ukąszeń przez kleszcze używając chemicznych środków odstraszających, jednak nie chronią one w 100%; wszyscy właściciele zwierząt, turyści, itd. ... powinni mieć pod ręką skuteczny przyrząd do usuwania kleszczy.

Kiedy wykonujemy ruch obrotowy, kolce hypostomu „składają się” wokół osi obrotu, a kleszcz z łatwością wysuwa się ze skóry, bez ciągnięcia, a więc eliminując niemal całkowicie ryzyko urwania „główki”. Haczyk O'TOM® / Tick Twister® usuwa kleszcze ruchem obrotowym, a nie poprzez wyciąganie ich; ponadto, dzięki swojemu kształtowi i wielkości, bardzo łatwo się go używa.

Haczyk O'TOM® / Tick Twister® jest jedynym przyrządem, który pozwala użytkownikowi uchwycenie kleszcza bez ściskania i usunięcie go ruchem obrotowym. To najlepszy sposób pozbycia się kleszcza w całości i bezpiecznie.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dobrać haczyk w zależności od wielkości kleszcza.
2. Wsunąć go od strony bocznej kleszcza.
3. Lekko unieść haczyk i PRZEKRĘCIĆ aż kleszcz się wysunie (1 – 3 obroty).

PRODUKCJA: SPECYFICZNY SUROWIEC

Haczyk O'TOM® / Tick Twister® produkowany jest z poliacetalu.

Producent wybrał ten polimer z kilku powodów:

- trwałość,
- odporność na rozpuszczalniki (alkohol, eter, ...) i inne substancje, które niezorientowany użytkownik mógłby zastosować przed przystąpieniem do usuwania kleszcza,
- nietoksyczność; poliacetal podlega recyklingowi (jest całkowicie recyklingowalny) a przy spalaniu nie wydziela chloru.