

Kompresy Niejałowe 5 x 5 cm (100Szt) 13N/8W



Nasza cena: 4,22 zł

Opis słownikowy

Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT. POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Kompres gazowy niejałowy, 13-nitkowy, 5cm x 5cm, 8 warstwowy.

Dawkowanie - Kompresy Niejałowe 5 x 5 cm (100Szt) 13N/8W

Stosować po wyjałowieniu parą wodną w procesie zwalidowanym (121°, 20minut lub 134°C, 5 minut), po przepakowaniu w opakowanie przeznaczone do sterylizacji. Przepakowanie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel spełniający wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie higieny osobistej, w środowisku o nadzorowanych warunkach spełniających wymagania czystości mikrobiologicznej powietrza oraz czystości pyłowej powietrza dla klasy 8 według aktualnie obowiązującej normy EN ISO 14644-1.

Wskazania - Kompresy Niejałowe 5 x 5 cm (100Szt) 13N/8W

Do opatrywania ran oraz pochłaniania płynów w trakcie zabiegów. Stosować po wyjałowieniu. Zaleca się sterylizować parą wodną w procesie zwalidowanym.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.