

## Mepitel One opatrunek kontaktowy jałowy 7,5cm x 10cm, silikonowa osłona rany, 1 sztuka



Nasza cena: 16,87 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	MOLNLYCKE WROCLAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

### Mepitel One opatrunek kontaktowy jałowy 7,5cm x 10cm, silikonowa osłona rany, 1 sztuka

Jednostronna, miękka silikonowa warstwa kontaktowa. Opatrunek Mepitel® One jest delikatny, trwały i bezpieczny w użyciu, aby optymalizować proces gojenia.

Opatrunek kontaktowy Mepitel One został opracowany z myślą o leczeniu różnego rodzaju ran z wysiękiem, takich jak rozdarcia i otarcia skóry, rany pooperacyjne, oparzenia niepełnej grubości skóry, rany urazowe, miejsca pobrania skóry do przeszczepu, skóra napromieniowana, owrzodzenia goleni i stóp. Opatrunek może być stosowany także na ranach bez wysięku, pęcherzach oraz do ochrony skóry wrażliwej i podatnej na urazy.

Mepitel® One zmniejsza ból i uszkodzenia skóry u pacjentów.

- jednostronna warstwa Safetac® minimalizuje dyskomfort pacjenta podczas zdejmowania opatrunku
- technologia Safetac uszczelnia brzegi rany i zmniejsza ryzyko maceracji
- technologia Safetac zapobiega przyleganiu do wilgotnego łożyska rany - przylega tylko do suchej skóry

Mepitel One wspomaga optymalne, niezakłócone gojenie.

#### Właściwości

Zaawansowany opatrunek utrzymujący swoje właściwości przez długi czas - nie pozostawia śladów ani nie wysycha.

Technologia adhezyjna Safetac zapewnia optymalne mocowanie - opatrunek można pozostawić w miejscu na 14 dni.

Mepitel One wspomaga gojenie i ułatwia pracę osób zapewniających opiekę.

Przezroczysta siatka umożliwia optymalną ocenę rany, zapobiegając niepotrzebnym zmianom opatrunków.

Nadrukowany symbol ułatwia bezpieczne usuwanie z rozdarć skóry z całkowicie lub częściowo nienaruszoną zakładką.

Perforowana struktura umożliwia stosowanie w połączeniu z żelami.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**