

Polo Omnifilm 2,5 cm x 5 m



Nasza cena: 5,39 zł

Opis słownikowy

Producent	HARTMANN PAUL A.G. NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Zastosowanie:

Do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju; do mocowania kaniul, sond, cewników itp. u pacjentów o wrażliwej skórze.

Charakterystyka:

- Hipoalergiczny przyklep z porowatej, przezroczystej folii;
- Pokryty klejem poliakrylowym;
- Klej oraz porowata folia przepuszczają powietrze i parę wodną - przyklep nie wywołuje więc podrażnień, jest odpowiedni dla pacjentów o wrażliwej skórze;
- Trzyma pewnie, jednak daje się bezboleśnie usunąć, a po jego zdjęciu nie pozostają resztki kleju;
- Przy mocowaniu kaniul i wężyków przezroczystość folii umożliwia w każdej chwili kontrolę stanu płynu;
- Daje się łatwo dzielić wzdłuż i w szerz;
- Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi być usuwany przy prześwietleniu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.