

Polo Omnipor plaster 5 cm x 5 m



Nasza cena: 6,63 zł

Opis słownikowy

Producent	HARTMANN PAUL A.G. NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Zastosowanie

Do pokrycia i podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia, zwłaszcza do podtrzymywania opatrunków trwałych; do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie wrażliwych częściach ciała.

Charakterystyka

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny;
- Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami;
- Przylepiec nie hamuje oddychania skóry i wydzielania potu;
- Jest przeznaczony dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze;
- Od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
- Trzyma pewnie, a przy jego zdejmowaniu nie pozostają resztki kleju;
- Daje się łatwo dzielić wzdłuż i w szerz;
- Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi więc być usuwany przy prześwietleniu.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.