

Worek na mocz dziewczynki z gąbką 100ml



Nasza cena: 0,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Producent	G.c.z.m.zarys Polska [Pl]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Sposób użycia:

Rozerwać opakowanie i wyjąć woreczek. Przykleić do ciała tak, aby jego otwór pokrywał się z ujściem cewki moczowej. Napętniony woreczek odkleić od ciała.

Składniki:

Opakowanie zawiera jeden jałowy worek na mocz (100ml).

Wskazania:

Do pobierania moczu, przeznaczony dla dziewczynek.

Uwagi:

Wyrób jednorazowego użytku, po użyciu wyrzucić. Nie używać, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub naruszone. Nie przechowywać w pobliżu substancji trujących, szkodliwych lub żrących. Nie używać po terminie.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.