


## Worek na mocz sterylny chłopcy, 100 ml



Nasza cena: 0,69 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Producent	Albert-Polska
Rejestracja	Sprzęt medyczny

### Opis produktu

#### Opis

#### Dawkowanie - Worek na mocz sterylny chłopcy, 100 ml

Rozerwać opakowanie i wyjąć woreczek. Przykleić do ciała tak, aby jego otwór pokrywał się z ujściem cewki moczowej. Napełniony woreczek odkleić od ciała.

#### Składniki - Worek na mocz sterylny chłopcy, 100 ml

Opakowanie zawiera jeden jałowy worek na mocz (100ml).

#### Wskazania - Worek na mocz sterylny chłopcy, 100 ml

Do pobierania moczu, przeznaczony dla chłopców.

#### Uwagi

Wyrób jednorazowego użytku, po użyciu wyrzucić. Nie używać, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub naruszone. Nie przechowywać w pobliżu substancji trujących, szkodliwych lub żrących. Nie używać po terminie.