

Fix Świetlik, Herbapol-Lublin, 2g, 30 szt.



Nasza cena: 21,49 zł

Opis słownikowy

Dawka	2G
Opakowanie	*30
Producent	HERBAPOL-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	EUPHRASIA OFFICINALIS

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany jako leczenie pomocnicze zapalenia spojówek i brzegów powiek.

Dawkowanie - Fix Świetlik, Herbapol-Lublin, 2g, 30 szt.

1 - 2 torebki ziela zalać szklanką zimnej wody, gotować łagodnie pod przykryciem 5 min., ostudzić. Jałowe kawałki gazy zwilżyć odwarem i przykładac na powieki w formie kompresu lub użyć odwar do przemywania brzegów powiek. Kompresowanie lub przemywanie powiek powtórzyć trzykrotnie w ciągu dnia, przygotowując każdorazowo świeży odwar.

Składniki - Fix Świetlik, Herbapol-Lublin, 2g, 30 szt.

Ziele świetlika.

Działania

Ściągające, łagodzące podrażnienia spojówek.

Przeciwwskazania - Fix Świetlik, Herbapol-Lublin, 2g, 30 szt.

Nieznane

Uwagi

Do przemywań i kompresów stosować jedynie świeżo przygotowane odwary oraz jałową gazę. W przypadku stosowania innych leków

okulistycznych stosowanie odwaru skonsultować z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.