

# Marimer Hipertoniczny, spray do nosa, 100 ml



Nasza cena: 31,11 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	100ml
Producent	GLENMARK DISTRIBUTORS POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Marimer Hipertoniczny to naturalny produkt, będący hipertonicznym, sterylnym roztworem wody morskiej poddanej mikrodyfuzji.

### Dawkowanie - Marimer Hipertoniczny, spray do nosa, 100 ml

- włożyć końcówkę do nosa,
- przechylić głowę na bok i rozpylić Marimer Hipertoniczny do górnego nozdrza,
- powtórzyć to samo z drugim nozdrzem,
- wyprostować głowę, aby wydzielina spłynęła, następnie wytrzeć nadmiar roztworu (niemowlęta) lub wydmuchać nos (dzieci i dorośli).

1 do 2 dawek każdego nozdrza. 1 do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb.

### Składniki - Marimer Hipertoniczny, spray do nosa, 100 ml

Sterylny, hipertoniczny 100% roztwór wody morskiej (odpowiednik 22 g/l soli).

### Działania

Naturalnie bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy, spray do nosa Marimer Hipertoniczny jest zalecany do oczyszczania i udrażniania jam nosowych, zwłaszcza w przypadku kataru, przeziębienia, zapalenia zatok oraz po zabiegach operacyjnych. System mikrodyfuzji, zastosowany w preparacie Marimer Hipertoniczny oraz mechaniczne działanie hipertonicznego roztworu wody morskiej ułatwiają usuwanie wydzieliny. Oczyszczanie nosa pozwala chronić błonę śluzową przed czynnikami zewnętrznymi i pomaga w zapewnieniu funkcji oddechowych nosa. Do stosowania powyżej 18. miesiąca życia.

### Wskazania - Marimer Hipertoniczny, spray do nosa, 100 ml

Marimer Hipertoniczny jest zalecany:

- do oczyszczania nosa,
- do udrażniania zatkanego nosa,
- jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**