

# Opaska Elastyczna stawu kolanowego Pasofix Rozmiar L



Nasza cena: 10,44 zł

## Opis słownikowy

Producent	PASO PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Opaska elastyczna PasoFix – zaznaj nieograniczonej swobody.  
Rozmiar L 39-45 (obwód nogi nad kolanem (cm))

### Dawkowanie - Opaska Elastyczna stawu kolanowego Pasofix R.I

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Stosowanie opaski skonsultować z lekarzem.

### Działania

Opaska elastyczna stawu kolanowego PASO FIX nadaje się zarówno do celów sportowych – chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych – pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyręzonego stawu kolanowego.

### Wskazania - Opaska Elastyczna stawu kolanowego Pasofix R.I

- w przewlekłych zmianach reumatyczno-zwyrodnieniowych stawu kolanowego;
- po i przed operacjami łękotek;
- po opatrunkach gipsowych – wzmacnia i stabilizuje kolano;
- w przypadku zwichnięć lub obrażeń kolan;

- wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**