

## Polo Omnifilm 2,5 cm x 9,2 m



Nasza cena: 8,80 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	Paul Hartmann Polska [PI]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

##### Zastosowanie:

Do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju; do mocowania kaniul, sond, cewników itp. u pacjentów o wrażliwej skórze.

##### Charakterystyka:

- Hipoalergiczny przyklep z porowatej, przezroczystej folii;
- Pokryty klejem poliakrylowym;
- Klej oraz porowata folia przepuszczają powietrze i parę wodną - przyklep nie wywołuje więc podrażnień, jest odpowiedni dla pacjentów o wrażliwej skórze;
- Trzyma pewnie, jednak daje się bezboleśnie usunąć, a po jego zdjęciu nie pozostają resztki kleju;
- Przy mocowaniu kaniul i wężyków przezroczystość folii umożliwia w każdej chwili kontrolę stanu płynu;
- Daje się łatwo dzielić wzdłuż i w szerz;
- Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi być usuwany przy prześwietleniu.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**