

# Protefix pod zęby żuchwa /podściółka/ x 12

Nasza cena: 15,88 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Producent	Queisser Pharma
Rejestracja	Bez recepty

## Opis produktu

### Opis

Stosowanie podściółek mocujących jest wskazane w przypadku szczególnie trudnych warunków mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta – na przykład przy zaniku wyrostka zębodołowego u pacjentów w podeszłym wieku.

O konieczności stosowania podściółek do protez powinien zdecydować lekarz.

Przy stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać po każdym posiłku (po dokładnym oczyszczeniu protezy), ponieważ podściółka pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm. Podściółki mocujące są dostępne w opakowaniach po 30 sztuk.

**Podściółki mocujące Protefix** to krążki delikatnej i cienkiej ligniny nasączonej alginatem sodu o właściwościach adhezyjnych (mocujących). Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy. Pozwalają na redukcję ucisku nowej protezy.

**Sposób użycia:** przyciąć podściółkę do rozmiaru protezy i zanurzyć w letniej wodzie na kilka sekund. Podściółkę nałożyć dowolną stroną na protezę (tylne 2 mm protezy powinno pozostać nie przykryte) i docisnąć do protezy.