

Przylepiec tkaninowy na rolce classic CEPHAMED 5m*1,25cm (kartonik)



Nasza cena: 2,69 zł

Opis słownikowy

Marka	Cephamed
Producent	Admira Sp z o.o.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

WYRÓB MEDYCZNY NIEJAŁOWY

Przylepiec na rolce tkaninowy:

- Delikatny dla skóry.
- Hipoalergiczny.
- Opaskę elastyczną stosować w celu:
- Mocowanie opatrunków, bandaży, drenów, rurek.

Sposób użycia:

Odciąć lub oderwać fragment taśmy. Zaaplikować na czystą i suchą skórę.

Środki ostrożności:

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. Wyrób jednorazowego użycia - nie stosować ponownie.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

