

Stabilizator Futuro nadgarstka rozmiar S dwustronny z szyną beżowy



Nasza cena: 70,06 zł

Opis słownikowy

Producent	3M POLAND POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Właściwości:

- Przynosi ulgę w bólach mięśni i stawów nadgarstka.
- Opatentowana konstrukcja o smukłych liniach łatwo mieści się pod ubraniem i optymalizuje pozycję nadgarstka.
- Regulowane zapięcia umożliwiają indywidualne dopasowanie
- Materiały nie zawierające lateksu, przepuszczające powietrze i wchłaniające wilgoć
- Regulowana szyna pozwala ustawić nadgarstek prawej lub lewej ręki w optymalnej pozycji

Dwustronny stabilizator nadgarstka z szyną zapewnia wygodne wzmocnienie i ochronę nadgarstków. Po jego założeniu można pewnie wykonywać wszystkie czynności dnia codziennego. Doskonale sprawdza się przy leczeniu zespołu cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien, skręceniu nadgarstka i artretyzmie. Stabilizator można stosować też po unieruchomieniu nadgarstka (np. po zdjęciu gipsu) lub zamiast gipsu przy zaleceniu lekarza.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.