

TENA Pants ProSkin Super Night M OTC Edition, majtki chłonne na noc, 10 sztuk



Nasza cena: 39,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Producent	ESSITY POLAND POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

TENA Pants ProSkin Super Night M OTC Edition, majtki chłonne na noc, 10 sztuk

TENA Pants ProSkin Super Night M OTC Edition, majtki chłonne na noc przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonności 7,5/8).

Zaprojektowane z myślą o potrzebach osób z NTM w nocy. Dzięki nowym rozwiązaniom, chłonność w tylnej części wkładu została zwiększona, przez co skóra jest bardziej sucha i lepiej chroniona podczas snu.

Zkładane jak zwykła bielizna TENA Pants ProSkin Super Night przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu.

Produkty TENA Pants ProSkin Super Night zapewniają Potrójną Ochronę przed przeciekaniem, długotrwałą suchość i miękkość, wspierając zdrowie skóry. System Lie Down Protection użyty w ich produkcji zapewnia lepszą ochronę przed przeciekaniem nocą. Specjalne, w pełni oddychające materiały, z których wykonany jest produkt, zapewniają komfort i wspierają zdrowie skóry.

Produkty TENA Pants ProSkin Super Night zostały przebadane i otrzymały akredytację Skin Health Alliance - wiodącej, niezależnej instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry. Otrzymanie akredytacji Skin Health Alliance wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu produktu na zdrowie skóry. Akredytacja Skin Health Alliance daje pewność, że produkty TENA Pants ProSkin są przyjazne dla skóry.

Produkty TENA Pants ProSkin Super Night dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach chłonności, również w refundacji.

Właściwości

TENA Pants ProSkin to majtki chłonne, które w przypadku wycieku moczu chłoną moczu do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz.

- Produkty TENA Pants ProSkin Super Night zostały przebadane i otrzymały akredytację Skin Health Alliance - wiodącej, niezależnej instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry.
- TENA Pants ProSkin są zakładane jak zwykła bielizna
- Produkty TENA Pants ProSkin zapewniają Potrójną Ochronę przed przeciekaniem, długotrwałą suchość i miękkość, wspierając zdrowie skóry.
- System Lie Down Protection użyty w ich produkcji zapewnia lepszą ochronę przed przeciekaniem nocą.
- Specjalne, w pełni oddychające materiały, z których wykonany jest produkt, zapewniają komfort i wspierają zdrowie skóry
- Produkty TENA Pants ProSkin zostały przebadane i otrzymały akredytację Skin Health Alliance

Instrukcja korzystania

1. Włóż majtki chłonne TENA Pants jak zwykłą bieliznę.
2. Aby zdjąć po użyciu, rozerwij majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.
3. Po zdjęciu zroluj majtki chłonne i zaklej rzepem.
4. Wyrzuć zrolowane majtki chłonne do kosza na śmieci.

Inne rozmiary / poziomy chłonności

TENA Pants Super Night dostępne są w rozmiarze M i L w chłonności Super.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.